

**Prevena™ V.A.C.® Peel and Place**

**20 cm**

**Fabricante / Distribuidor Autorizado:**

**KCI / Medcorp S.A.**



**Método de Esterilización: Rayos Gamma**

**Certificación**

- FDA
- ISO 9001/2008
- ISO 13485/2003.
- CE: producto sanitario clase III
- ISP Medcorp

**Presentación**

Unidad estéril o Caja x 10 unidades

**Modo de Acción:**

La Terapia Prevena™ maneja y protege las incisiones quirúrgicas al utilizar los Apósitos únicos Prevena™ Peel & Place™ o Prevena™ Customizable™ mediante:

- Distribución continua de presión negativa, al utilizar los equipos descartables la presión es continua (-

**Descripción Técnica:**

**Sistema para Manejo de Incisiones Prevena™**

**Composición:**

1. Esponja de poliuretano, de poros abiertos entre 400 a 600 micrones, hidrofóbico, radiotransparentes (no detectables mediante rayos X), contiene adherida en una de sus caras, una lámina para mantener contacto con la piel, de plata metálica que se libera en forma de iones metálicos con propiedades bactericidas y bacteriostáticas.
2. Incluye un tubo de drenaje que permite el paso de los fluidos y exudados de las heridas. La tubería cuenta con la tecnología necesaria para permitir el monitoreo continuo de la presión de la herida Sensatrac™. Manguera anticolaible.
3. Láminas V.A.C.® Drape de plástico adhesivo semi-oclusivo, que permiten cubrir las heridas para que se aplique la presión negativa, apósitos transparentes.
4. Estéril. Libre de látex, hipoalergénico.
5. De un solo uso.
6. KIT Peel and Place de 20 cm, viene todo el sistema armado desde fábrica (esponja, adhesivo y Sensatrac). Solo se retira la lámina estabilizadora, y se instala la esponja sobre la herida. Esta ya está unida al adhesivo y Sensatrac™.
7. Se conecta a cualquiera de nuestras medidas de canisters de la línea V.A.C.® y funciona con cualquiera de nuestros equipos.

**Indicaciones:**

El Sistema para Manejo de Incisión Prevena™ tiene como objetivo manejar el ambiente de las incisiones quirúrgicas que continúan drenando tras el cierre por suturas o grapas al mantener un ambiente cerrado y eliminar el exudado mediante la aplicación de la terapia de presión negativa para heridas.

Los procedimientos quirúrgicos que comúnmente generan complicaciones incluyen las esternotomías, cesáreas, histerectomías abiertas, artroplastias de cadera y rodilla,

125mmHg) por hasta 7 días. Configuración única apretando solo 1 botón.

- Ayuda a mantener los bordes de la incisión juntos manteniendo la presión constante en las líneas de tensión y evitando dehiscencias.
- Elimina fluidos y material infecciosos que se genere bajo la sutura
- Protección de la incisión contra fuentes externas

### Contraindicaciones:

- ❖ Fístulas no entéricas sin explorar.
- ❖ Osteomielitis no tratada.
- ❖ Heridas malignas (excepto para mejor la calidad de vida).
- ❖ Tejido necrótico con presencia de escaras.
- ❖ Pacientes con riesgo de hemorragias o fuga intestinal.
- ❖ No utilizar en pacientes con sensibilidad conocida a la plata.
- ❖ No utilizar en pacientes durante un examen de RM (resonancia magnética).

Antes de administrar radioterapia, retire el apósito.

fracturas con reducción abierta, bypass de extremidades inferiores, bypass femoropopliteal, y transplantes renales.

### Uso Óptimo

Para máximo beneficio, el Sistema para Manejo de Incisiones Prevena™ debe ser aplicado inmediatamente después de la cirugía en las incisiones cerradas quirúrgicamente. Debe aplicarse en forma continua por un mínimo de 2 días y un máximo de 7 días. Puede permanecer en el paciente en su transición al hogar.

### Precauciones:

Debe conseguirse la hemostasia antes de aplicar el apósito y tomarse precauciones en los siguientes casos:

- ❖ Tratamiento anticoagulante o inhibidores de la agregación plaquetaria.
- ❖ Pacientes con problemas de hemostasia.
- ❖ Sangrado abundante o debilidad en vasos sanguíneos u órganos.
- ❖ Mal nutrición no tratada.
- ❖ Pacientes con mala disposición o agresivos.
- ❖ Pacientes con heridas muy próximas a vasos sanguíneos o aponeurosis delicada.



PREVENA DRESSING PEEL AND PLACE 20 CM: Prevena™ peel and place con apósito de esponja de 20 cm largo (ya armado dentro del adhesivo y empalmado con el Sensatrac) trae 1 conector para unidades VAC® Therapy.

Opciones de Orden	Código de Producto
Unidad	PRE1055US.S

