

## Ficha Técnica Terapia V.A.C. ®



## **SNAP<sup>TM</sup>**

## **Smart Negative Pressure®**

**Fabricante: Acelity - KCI** 

Distribuidor Autorizado: Medcorp S.A.





## **Descripción Técnica**:

# Dispositivo inteligente para tratamiento avanzado de heridas con presión negativa desechable.

Clínicamente demostrado, funciona con una presión negativa constante de -125mmHg.

Diseño pequeño, silencioso y ligero, contiene un mecanismo de sujeción con correa y velcros para utilizarlo discretamente bajo la ropa.

No contiene elementos electrónicos, ni motores, por lo que no requiere de baterías para funcionar, lo que facilita el manejo en la vida diaria (sistema de funcionamiento mecánico).

Indicador visual de nivel de llenado de contenedor (60ml). Tecnología BioLock™, el cual gelidifica los líquidos para mejorar la contención de exudado evitando que el líquido reingrese a la herida.

Válvulas antirreflujo.

#### Composición:

### 1. Equipo – Cánister (Cartridge):

Cánister con capacidad para 60 ml. de exudado, graduado.

Palanca de activación de terapia, con un diseño de empuje de un solo paso.

Compatible con distintos tipos de apósitos.

#### 2. Kits Apósito:

# Todos los Kits contienen 1 apósitos y 1 esponja SNaP™ azul.

Apósitos adhesivos con propiedades hidrocoloide, ofrece una protección alrededor de la herida y una fácil remoción.

Microport integrado, para mejorar la flexibilidad y permitir la maniobrabilidad en heridas localizadas en áreas difíciles, pliegues o curvas.

Manguera con válvula de flujo unidireccional integrado para mejorar la seguridad.

Esponja SNaP™ azul que hace de interface entre la herida y el apósito.



## Ficha Técnica Terapia V.A.C. ®



#### Método de Esterilización: Rayos Gamma

#### Certificación

- FDA
- ISO 9001/2008
- ISO 13485/2003
- CE: producto sanitario clase IIb
- ISP Medcorp

#### Presentación

Unidad estéril unidad

#### Modo de Acción:

Cuando el apósito SNAP® ya instalado se colapsa y comprime, gracias a la presión negativa configurada en el equipo, entrar en contacto con el lecho de la herida generando *micro tensión*; aumento de vascularización, aumento división celular, extracción del edema circundante, eliminación de mediadores de inflamación, material infeccioso y aumento de tejido de granulación y *macro tensión*; disminución del volumen y diámetro de la herida afrontando bordes y favoreciendo mecanismos para la cicatrización.

#### **Contraindicaciones:**

- Fístulas no entéricas sin explorar.
- Osteomielitis no tratada.
- Heridas malignas (excepto para mejor la calidad de vida).
- Tejido necrótico con presencia de escaras.

  Pacientes con riesgo de hemorragias o fuga intestinal.

# a. SNaP™ Advanced Dressing Kit, Foam 15cm X 15cm:

Contiene una esponja de 13 x 13 cm. y un apósito transparente de 15 x 15 cm. con el sistema de conexión integrado de silicona. Posibilidad de recortar, libre látex, hipoalergenico.

# b. SNaP™ Advanced Dressing Kit, Foam 10cm X

Contiene una esponja de 8 x 8 cm. y un apósito transparente de 10 x 10 cm. con el sistema de conexión integrado de silicona. Posibilidad de recortar, libre látex, hipoalergenico.

### 3. Insumos accesorios:

### a. SecurRing®:

Hidrocoloide moldeable permite un mejor sellado en superficies desiguales de la piel y heridas en lugares difíciles.

Aumenta la adhesión del apósito Snap® sobre la piel seca y desigual.

Formulado para absorber la humedad. Diseñado para su uso con el sistema de terapia Snap®, 5 cm de diámetro.

## SNaP™ Therapy Strap Correas para sujeción de dispositivo®:

Disponibles en 3 tallas; S, M, L.

## Indicaciones:

Dispositivo usado para el manejo avanzado de heridas, está indicado para pacientes con heridas crónicas, agudas, traumáticas, subagudas, y con dehiscencia, quemaduras de espesor parcial, úlceras (por ejemplo; diabéticas, por presión o varicosas), colgajos e injertos, entre otras. Pequeñas con un exudado no mayor a 20 ml/día.

#### **Precauciones:**

Debe conseguirse la hemostasia antes de aplicar el apósito y tomarse precauciones en los siguientes casos:



## Ficha Técnica Terapia V.A.C. ®



- Tratamiento anticoagulante o inhibidores de la agregación plaquetaria.
- Pacientes con problemas de hemostasia.
- Sangrado abundante o debilidad en vasos sanguíneos u órganos.
- Mal nutrición no tratada.
- Pacientes con mala disposición o agresivos.
- Pacientes con heridas muy próximas a vasos sanguíneos o aponeurosis delicada.
- En pacientes con órganos o vísceras expuestas, utilizar en combinación con apósito Whitefoam V.A.C. ®.

### Smart Negative Pressure, SNAP™

SKU	Descripción
SNPA125	SNaP™ Wound Therapy Cartridge
SKTF15X15	SNaP™ Advanced Dressing Kit, Foam 15cm X 15cm
SKTF10X10	SNaP™ Advanced Dressing Kit, Foam 10cm X 10cm
SKTF14x34	SNaP™ Long Dressing Kit, Foam 14cm x 34cm
BKTF14X11	SNaP™ Bridge Dressing Kit, 14cm x 11cm
SRNG10	SNaP™ SecurRing Hydrocolloid
STPAS	SNaP™ Therapy Strap Small (45 cm)
STPAM	SNaP™ Therapy Strap Medium (53 cm)
STPAL	SNaP™ Therapy Strap Large (61 cm)

