



# Contour Profile™ Gel (CPG™)

## Implantes Mamarios de Gel Texturizados



Cohesivo III™



- Nueve modelos: Diferentes alturas y proyecciones para atender a las necesidades de todos los perfiles de pacientes
- Llenado con Memory Gel Cohesivo III™ de Mentor
- Texturización Siltex™
- Marcas orientativas para permitir una colocación quirúrgica más sencilla

### NOMENCLATURA DE CPG™

Nivel de Cohesividad	Altura del Implante	Proyección del Implante
III 3	Alta 3	Alta 3
III 3	Média 2	Moderada <i>Plus</i> 2
III 3	Baja 1	Moderada 1

CLAVE: Dígito 1= Nivel de Cohesividad  
Dígito 2= Altura del Implante  
Dígito 3= Proyección del Implante

# Contour Profile™ Gel (CPG)

## CPG™ 331

Cohesivo III™, Altura Completa, Perfil Moderado

Vol.	Ancho	Altura	Proj.	Nº. Cat.	Medidor de Gel Reestilizable*
125cc	9,0 cm	9,2 cm	3,2 cm	334-0903	RSZ-0903
150cc	9,5 cm	9,7 cm	3,3 cm	334-0953	RSZ-0953
175cc	10,0cm	10,2cm	3,4 cm	334-1003	RSZ-1003
200cc	10,5cm	10,7cm	3,5 cm	334-1053	RSZ-1053
230cc	11,0cm	11,3cm	3,6 cm	334-1103	RSZ-1103
265cc	11,5cm	11,8cm	3,7 cm	334-1153	RSZ-1153
300cc	12,0cm	12,3cm	3,9 cm	334-1203	RSZ-1203
340cc	12,5cm	12,8cm	4,0 cm	334-1253	RSZ-1253
380cc	13,0cm	13,3cm	4,1 cm	334-1303	RSZ-1303
425cc	13,5cm	13,8cm	4,3 cm	334-1353	RSZ-1353
475cc	14,0cm	14,3cm	4,5 cm	334-1403	RSZ-1403
530cc	14,5cm	14,8cm	4,6 cm	334-1453	RSZ-1453
585cc	15,0cm	15,3cm	4,8 cm	334-1503	RSZ-1503
645cc	15,5cm	15,9cm	5,0 cm	334-1553	RSZ-1553

## CPG™ 321

Cohesivo III™, Altura Media, Perfil Moderado

Vol.	Ancho	Altura	Proj.	Nº. Cat.	Medidor de Gel Reestilizable*
120cc	9,0 cm	8,5 cm	3,3 cm	354-0908	RSZ-0908
135cc	9,5 cm	8,9 cm	3,5 cm	354-0958	RSZ-0958
155cc	10,0cm	9,4 cm	3,7 cm	354-1008	RSZ-1008
180cc	10,5cm	9,9 cm	3,8 cm	354-1058	RSZ-1058
215cc	11,0cm	10,3cm	3,9 cm	354-1108	RSZ-1108
245cc	11,5cm	10,8cm	4,0 cm	354-1158	RSZ-1158
280cc	12,0cm	11,3cm	4,2 cm	354-1208	RSZ-1208
315cc	12,5cm	11,8cm	4,4 cm	354-1258	RSZ-1258
355cc	13,0cm	12,2cm	4,6 cm	354-1308	RSZ-1308
395cc	13,5cm	12,7cm	4,7 cm	354-1358	RSZ-1358
440cc	14,0cm	13,2cm	4,9 cm	354-1408	RSZ-1408
480cc	14,5cm	13,6cm	5,0 cm	354-1458	RSZ-1458
530cc	15,0cm	14,1cm	5,2 cm	354-1508	RSZ-1508
640cc	16,0cm	15,0cm	5,6 cm	354-1608	RSZ-1608
775cc	17,0cm	16,0cm	5,9 cm	354-1708	RSZ-1708

## CPG™ 311

Cohesivo III™, Altura Baja, Perfil Moderado

Vol.	Ancho	Altura	Proj.	Nº. Cat.	Medidor de Gel Reestilizable*
100cc	9,0 cm	8,0 cm	3,0 cm	334-0901	RSZ-0901
120cc	9,5 cm	8,5 cm	3,2 cm	334-0951	RSZ-0951
140cc	10,0cm	8,9 cm	3,4 cm	334-1001	RSZ-1001
160cc	10,5cm	9,4 cm	3,6 cm	334-1051	RSZ-1051
180cc	11,0cm	9,8 cm	3,7 cm	334-1101	RSZ-1101
210cc	11,5cm	10,3cm	3,9 cm	334-1151	RSZ-1151
235cc	12,0cm	10,7cm	4,1 cm	334-1201	RSZ-1201
270cc	12,5cm	11,2cm	4,2 cm	334-1251	RSZ-1251
300cc	13,0cm	11,6cm	4,4 cm	334-1301	RSZ-1301
335cc	13,5cm	12,0cm	4,6 cm	334-1351	RSZ-1351
375cc	14,0cm	12,5cm	4,7 cm	334-1401	RSZ-1401
415cc	14,5cm	12,9cm	4,9 cm	334-1451	RSZ-1451
460cc	15,0cm	13,4cm	5,1 cm	334-1501	RSZ-1501
510cc	15,5cm	13,8cm	5,2 cm	334-1551	RSZ-1551
560cc	16,0cm	14,3cm	5,4 cm	334-1601	RSZ-1601
615cc	16,5cm	14,7cm	5,6 cm	334-1651	RSZ-1651

## CPG™ 332

Cohesivo III™, Altura Completa, Perfil Moderado *Plus*

Vol.	Ancho	Altura	Proj.	Nº. Cat.	Medidor de Gel Reestilizable*
145cc	9,0 cm	9,4 cm	3,8 cm	334-0909	RSZ-0909
175cc	9,5 cm	9,9 cm	4,0 cm	334-0959	RSZ-0959
205cc	10,0cm	10,4cm	4,2 cm	334-1009	RSZ-1009
235cc	10,5cm	10,9cm	4,4 cm	334-1059	RSZ-1059
270cc	11,0cm	11,5cm	4,7 cm	334-1109	RSZ-1109
305cc	11,5cm	12,0cm	4,9 cm	334-1159	RSZ-1159
350cc	12,0cm	12,5cm	5,1 cm	334-1209	RSZ-1209
395cc	12,5cm	13,0cm	5,3 cm	334-1259	RSZ-1259
445cc	13,0cm	13,5cm	5,5 cm	334-1309	RSZ-1309
495cc	13,5cm	14,1cm	5,7 cm	334-1359	RSZ-1359
555cc	14,0cm	14,6cm	5,9 cm	334-1409	RSZ-1409
615cc	14,5cm	15,1cm	6,1 cm	334-1459	RSZ-1459
680cc	15,0cm	15,6cm	6,3 cm	334-1509	RSZ-1509

## CPG™ 322

Cohesivo III™, Altura Media, Perfil Moderado *Plus*

Vol.	Ancho	Altura	Proj.	Nº. Cat.	Medidor de Gel Reestilizable*
140cc	9,0cm	8,5 cm	3,8 cm	334-0905	RSZ-0905
165cc	9,5 cm	8,9 cm	4,0 cm	334-0955	RSZ-0955
195cc	10,0cm	9,4 cm	4,2 cm	334-1005	RSZ-1005
225cc	10,5cm	9,9 cm	4,4 cm	334-1055	RSZ-1055
255cc	11,0cm	10,3cm	4,7 cm	334-1105	RSZ-1105
295cc	11,5cm	10,8cm	4,9 cm	334-1155	RSZ-1155
330cc	12,0cm	11,3cm	5,1 cm	334-1205	RSZ-1205
375cc	12,5cm	11,8cm	5,3 cm	334-1255	RSZ-1255
420cc	13,0cm	12,2cm	5,5 cm	334-1305	RSZ-1305
475cc	13,5cm	12,7cm	5,7 cm	334-1355	RSZ-1355
525cc	14,0cm	13,2cm	5,9 cm	334-1405	RSZ-1405
585cc	14,5cm	13,6cm	6,1 cm	334-1455	RSZ-1455
650cc	15,0cm	14,1cm	6,3 cm	334-1505	RSZ-1505

## CPG™ 312

Cohesivo III™, Altura Baja, Perfil Moderado *Plus*

Vol.	Ancho	Altura	Proj.	Nº. Cat.	Medidor de Gel Reestilizable*
125cc	9,0 cm	8,0 cm	3,8 cm	334-0907	RSZ-0907
145cc	9,5 cm	8,4 cm	4,0 cm	334-0957	RSZ-0957
170cc	10,0cm	8,8 cm	4,2 cm	334-1007	RSZ-1007
195cc	10,5cm	9,3 cm	4,4 cm	334-1057	RSZ-1057
225cc	11,0cm	9,7 cm	4,7 cm	334-1107	RSZ-1107
255cc	11,5cm	10,2cm	4,9 cm	334-1157	RSZ-1157
290cc	12,0cm	10,6cm	5,1 cm	334-1207	RSZ-1207
330cc	12,5cm	11,1 cm	5,3 cm	334-1257	RSZ-1257
370cc	13,0cm	11,5cm	5,5 cm	334-1307	RSZ-1307
415cc	13,5cm	12,0cm	5,7 cm	334-1357	RSZ-1357
465cc	14,0cm	12,4cm	5,9 cm	334-1407	RSZ-1407
515cc	14,5cm	12,8cm	6,1 cm	334-1457	RSZ-1457
570cc	15,0cm	13,3cm	6,3 cm	334-1507	RSZ-1507
690cc	16,0cm	14,2cm	6,8 cm	334-1607	RSZ-1607

Nota: En los productos de este tipo, las dimensiones de cada implante individual pueden variar ligeramente. No todas las unidades se ajustarán exactamente a las dimensiones arriba mencionadas  
\*Reesterilizable hasta 10 veces.

## INFORMACIÓN DE LOS DISTRIBUIDORES

Colombia - Gilmédica AS - 57 2 6903999 • Venezuela - Galaxia Médica C.A - 58 212 2034513 • Panamá - Vitalmedic SA - 507 2076315 • Guatemala - Casa Médica - 502 2428 9886 • Costa Rica - Diopsa AS - 506 22568034 • República Dominicana - Promedica - 1 809 6822232 • Argentina - Medic S.A. - 54 11 43722257 • Chile - MedCorp - 562 951 6936 • Paraguay - Distribuidora Ypacarí S.A. - 595 21 282102 • Peru - Implants S.A.C. - 511 2420896 • Uruguay - ProMediK - 5 98 2 6 28 3 818 • Bolivia - GEDESA - 5 91 4 -4523225 • México - Inomédica S.A. de C.V. - 52 33 36 15 89 27 • México - NL. Surgycm S.A. de C.V. - 52 55 52 50 93 78



www.ethicon360.com  
ethicongp@medbr.jnj.com



www.mentorwwllc.com  
mentorla@its.jnj.com

Oficina regional: Johnson & Johnson do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda. Rua Gerivatiba, 207 - São Paulo, SP, Brasil, CEP 05501-900 - Enero 2012.  
Antes de la intervención, es la responsabilidad del cirujano advertir a futuros pacientes o sus representantes acerca de posibles complicaciones asociadas con el uso de este producto.