

Casete Veralink™ V.A.C.® Veraflo™

Descripción Técnica:

Fabricante / Distribuidor Autorizado:

KCI / Medcorp S.A.

Componente desechable de instilación, que conecta la unidad con generador computarizado de succión e instilación al tubo del apósito y a la bolsa/botella de solución provista por el usuario.

Composición:

1. Provee almacenamiento y administración conveniente de la solución en su contenedor original.
2. Plástico, de un solo uso.
3. Estéril, medidas casete: 165 x 100 x 100 mm. Manguera anti colapsable.

Indicaciones:

Solo sirve para ser utilizado en conjunto con los apósitos VERAFLOR™. Debe cambiarse cuando la señal de alarma del equipo lo indica.

Precauciones:

Al ser utilizados por mayor tiempo al indicado tener cuidado con acoplamiento de la tubería de silicona, rupturas en el enganche y dispensador de solución.

Contraindicaciones:

No administrar soluciones a base de alcohol y peróxido de hidrogeno.

Método de Esterilización: Rayos Gamma

Certificación

- FDA
- ISO 9001/2008.
- ISO 13485/2003.
- CE: producto sanitario clase IIb
- ISP Medcorp

Presentación

Unidad estéril o Caja x 5 unidades



VAC. VERALINK™ Cassette: 1 cassette con tubo de silicona de 38 mm para instilación, 1 adaptador para solución.

Opciones de Orden	Código de Producto
Unidad – Caja de 5	ULTLNK0500

