

## EXPANSORES DE TEJIDO INTEGRA

Los expansores de tejido Integra están disponibles en su forma de uno o múltiples pasos. El diseño de dos pasos permite que un expansor de perfil inferior sea puesto con mayor facilidad debido a su superficie suave o superficie patentada.

Tienen una variedad de tamaños, y tienen puertos remotos ya sean internos o externos. Si su paciente requiere una forma específica que no se encuentra en nuestro catálogo de más de 150 formas y tamaños distintos, tenemos la posibilidad de diseñarlo de acuerdo con las necesidades de su paciente.



## BENEFICIOS



- Los expansores multietapas proporcionan una expansión nominal adicional en áreas con tejido limitado de expansión.
- Superficie lisa o Enhanced\* que satisfacen sus necesidades
- Incalculables posibilidades de diseño para casos especiales
- Variedad de puertos de infiltración
- La mayor variedad de formas y tamaños


Los expansores Integra\* están disponibles ya sea con puerto de infiltración interno (en determinados tamaños) o puertos remotos. El puerto remoto cuenta con todos los conectores necesarios y contamos con dos tipos de superficies, lisa y Enhanced\*. Contamos con variadas formas incluyendo una serie de diversos expansores curvos, media luna, rectangulares, cuadrados y redondos.



TAMAÑOS Y FORMAS DE EXPANSORES

**ENHANCED & SMOOTH SURFACE AVAILABLE**  
All Integris® Thesaur Expanders are available in the enhanced surfaces. Enhanced surfaces represented by an "E" after their four numbers in the model number (eg. 3613E-2). Please contact your sales representative for availability.

CLASIFICACION	FILL (CC)	PROJECTION (CM)	MODEL #
<b>A X B - (CM)</b>			
2.5 x 1.5	60	4	3604-2E
2.5 x 2.5	300	4	3604-2
2.5 x 2.5	130	6	3604-2E2
2 x 1.2	65	3.5	3604-2E2E
2.5 x 2.5	50	3.5	3604-2E2E
2 x 7	125	3	3604-2E
3 x 7	80	4.5	3604-2E
3 x 11	125	4	3604-2E
2.5 x 1.2	320	3	3604-2E4
4 x 6	225	4.5	3604-2E
4 x 6	190	5.5	3604-2E-2
4 x 11	125	5	3604-2E
4 x 11	240	6	3604-2E
5.5 x 2.5	350	3.5	3604-2E3
4 x 3.5	290	4	3604-2E
4 x 3.5	420	0.5	3604-2E-2
4 x 3.5	190	4.5	3604-2E
4 x 3.5	290	4.5	3604-2E
4 x 3.5	475	0.5	3604-2E-2
4 x 3.5	230	4	3604-2E
4.5 x 1.25	350	4	3604-2E
5 x 10	125	5	3604-2E
5 x 10	290	7	3604-2E-2
5 x 12	230	4	3604-2E
5 x 12	125	4.5	3604-2E
5 x 12.5	420	1.5	3604-2E-2
5 x 2.5	680	3.5	3604-2E
5 x 2.5	680	6	3604-2E
5.5 x 2.5	420	0.5	3604-2E-2
6 x 2.5	380	6	3604-2E
6 x 2.5	680	7	3604-2E-2
5.7 x 2.5	320	5.5	3604-2E
5.7 x 2.5	440	6	3604-2E
5.5 x 2.5	680	5	3604-2E-2
5.5 x 2.5	225	5	3604-2E
6.5 x 2.5	680	5.5	3604-2E
6.5 x 2.5	680	8	3604-2E-2
6.5 x 2.5	420	4.5	3604-2E
6.5 x 1.5	225	6	3604-2E
6 x 3.5	320	5	3604-2E
6.5 x 1.5	680	7	3604-2E-2
7.5 x 2.5	320	6	3604-2E-2
8 x 3.5	480	7	3604-2E
10 x 6.5	680	6.5	3604-2E
10 x 2.5	680	0.5	3604-2E
10 x 2.5	550	6	3604-2E-2
10 x 2.5	550	8	3604-2E-2
10 x 2.5	540	1.5	3604-2E



RECTANGULAR	FILL (CC)	PROJECTION (CM)	MODEL #
<b>A X B - (CM)</b>			
6 x 3	400	6	3610-4E-2
6 x 3	250	5.5	3610-4E
6 x 3	400	6	3610-4E-2
6 x 3	350	7	3610-4E
6 x 3	600	0.5	3610-4E-2
6 x 3	250	5	3610-1E
6 x 3	450	7	3610-1E-2
6 x 3	300	5.5	3610-1E
6 x 3	600	0.5	3610-1E-2
6.5 x 3	125	1.5	3610-2E
7 x 10	200	0.5	3610-2E
7 x 10	420	30	3610-2E-2
7 x 12	250	0.5	3610-2E
7 x 12	400	6	3610-2E-2
7 x 14	320	6	3610-2E
7 x 14	580	0.5	3610-2E-2
7 x 18	350	0.5	3610-2E
7 x 18	500	1.5	3610-2E-2
7 x 17	60	0.5	3610-1E-2
7 x 18	300	6	3610-1E
7 x 18	50	9	3610-1E-2
7 x 19	400	6	3610-1E
8 x 11	300	7	3610-2E
8 x 12	200	6	3610-2E
8 x 20	350	6	3610-1E
8 x 20	300	12	3610-1E-2
8 x 20	400	0.5	3610-1E
8 x 20	450	7	3610-1E
8 x 20	450	12	3610-1E-2
8 x 25	375	0.5	3610-1E
8 x 25	100	10	3610-2E-2
8 x 25	400	6	3610-2E
8 x 25	450	7	3610-1E
8 x 25	450	12	3610-1E-2
8 x 25	375	0.5	3610-1E
8 x 25	375	10	3610-2E
8 x 25	300	30	3610-2E-2
8 x 27	300	31	3610-2E-2
8 x 27	300	12	3610-2E-2



**SUTURE TABS**  
All Integris® Thesaur Expanders are available with Suture Tabs. Suture Tabs must be requested when placing an order. Please allow extra time to fulfil your order if Suture Tabs are required. Please contact your sales rep for availability. The standard number of suture tabs per expander is four.

RECTANGULAR	FILL (CC)	PROJECTION (CM)	MODEL #
<b>A X B - (CM)</b>			
1 x 4	5	1.5	3611-188
1.5 x 5	10	2.5	3611-189
2 x 4	15	2.5	3611-322
2 x 7	50	3.5	3611-243-2
3 x 4	25	2.5	3610-02
3 x 5	28	3	3610-03
3 x 5	60	0.5	3610-03-2
3 x 6	45	3.5	3610-04
3 x 6	70	5.5	3610-04-2
3 x 8	65	3.5	3610-05
3 x 10	150	5.5	3611-102-2
3 x 13	100	4	3611-62
3.5 x 12	110	3.5	3611-77-2
4 x 5	80	4.5	3610-07
4 x 5	100	0.5	3610-07-2
4 x 6	75	4.5	3610-06
4 x 6	120	6.5	3610-06-2
4 x 7	75	4	3611-183
4 x 8	100	4.5	3610-10
4 x 8	130	6.5	3610-10-2
4 x 10	125	4.5	3610-14
4 x 10	200	6.5	3610-14-2
4 x 12	100	5.5	3611-154
5 x 6	95	4.5	3610-18
5 x 6	150	6.5	3610-18-2
5 x 7	100	4.5	3611-245
5 x 8	125	4.5	3610-22
5 x 8	200	7	3610-22-2
5 x 10	175	5	3610-23
5 x 10	280	8	3610-23-2
5 x 12	200	5	3610-24
5 x 12	320	6.5	3610-24-2
5 x 14	225	5	3610-26
5 x 14	360	7.5	3610-26-2
5 x 16	275	5.5	3610-30
5 x 16	440	7	3610-30-2
6 x 8	200	5.5	3610-38
6 x 8	320	8	3610-38-2
6 x 10	245	5.5	3610-40



ROUND	FILL (CC)	PROJECTION (CM)	MODEL #
<b>A X B - (CM)</b>			
1.2 X 1.2	5	1.2	3611-206
2 X 2	15	3	3611-310
3 X 3	30	4	3611-311
3 X 3	15	3	3611-222
3.5 X 3.5	50	5	3611-109
6 X 6	150	5.5	3610-34
7 X 7	200	5.5	3611-68