


# LA TERAPIA PREVENA™ MANEJA Y PROTEGE ACTIVAMENTE INCISIONES QUIRÚRGICAS CERRADAS



## SISTEMA PREVENA™ PEEL & PLACE™



### PROTEGE A LOS PACIENTES EN RIESGO DE DESARROLLAR COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS:

- Ayuda a mantener unidos los bordes de la incisión
- Remueve fluidos y materiales infecciosos
- Actúa como barrera contra la contaminación externa
- Proporciona una presión negativa continua a -125mmHg

### UTILIZA CARACTERÍSTICAS ÚNICAS DEL VENDAJE PEEL & PLACE™

- Ahora cuenta con un Acoplador V.A.C.® para compatibilidad con las Unidades de Terapia V.A.C.®
- La capa de la interfaz protege la piel y absorbe el fluido de la superficie de la piel
- La esponja de poliuretano permite la distribución del suministro continuo de la terapia para heridas con presión negativa

### PERMITE UNA APLICACIÓN FÁCIL Y RÁPIDA

1. Aplique el Apósito Peel & Place™ de Prevena™ sobre una incisión quirúrgica cerrada
2. Conecte el apósito al reservorio; insertar el reservorio en la unidad de terapia
3. Encienda la unidad

Para detalles completos del producto, consulte la Guía Clínica del Sistema de Manejo de Incisiones Prevena™



# EL SISTEMA DE MANEJO DE INCISIÓN CON LA EVIDENCIA CLÍNICA MÁS PUBLICADA

## LA TERAPIA PREVENA™ MANEJA Y PROTEGE ACTIVAMENTE INCISIONES QUIRÚRGICAS CERRADAS USANDO EL APÓSITO PEEL & PLACE™

- Ayuda a mantener unidos los bordes de la incisión
- Remueve fluidos y materia infecciosa
- Actúa como una barrera contra la contaminación externa
- Provee presión negativa continua a -125mmHg

## Manejo Activo de las Incisiones Quirúrgicas Cerradas con la Terapia Prevena™



### INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

<b>PRE1001US</b>	Kit Prevena™	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unidad de Terapia Prevena™ 125</li> <li>• Apósito Peel &amp; Place™ Prevena™ con Indicador de Presión y Tiras adhesivas Prevena™</li> <li>• Depósito Prevena™ de 45 mililitros</li> <li>• Estuche de transporte Prevena™</li> <li>• Acoplador para Unidades de terapia V.A.C.®</li> </ul>
<b>PRE1055US</b>	(Apósitos - 5pk)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apósitos Prevena™ Peel &amp; Place™ con Indicador de Presión y Tiras adhesivas Prevena™</li> <li>• Incluye el Acoplador V.A.C.®</li> </ul>
<b>PRE1095US</b>	(Reservorio/canister)	Canister de 45 mililitros

Siga los protocolos institucionales locales para control de infecciones y los procedimientos de desecho de desperdicios. Los protocolos locales deben estar basados en las regulaciones ambientales gubernamentales locales aplicables.

**NOTA IMPORTANTE: Existen indicaciones especiales, advertencias, precauciones e información de seguridad para el Sistema de Manejo de Incisiones Prevena™. Por favor consulte a un médico y las instrucciones de uso del producto antes de su aplicación. Este material está destinado a ser usado por profesionales de la salud.**

©2014 Licensing KCI, Inc. Todos los derechos reservados. 3M y Tegaderm son marcas de 3M Company. Todas las otras marcas designadas aquí son propiedad de Licensing KCI, Inc., sus afiliados y/o licenciantes. DSL#13-0633.LA (Rev. 4/14)

